

Preordine

Nel nostro **laboratorio odontotecnico** specializzato, realizziamo paradenti su misura in collaborazione con il dentista del cliente.

Le 3 fasi per realizzare il paradenti su misura

- 1. Appuntamento** da concordare con il dentista per la presa delle impronte della mascella superiore e inferiore. Allegare il modulo Preordinestampato e compilato.
- 2. Espresso** il dentista ci invia le impronte con il modulo Preordine allegato.
- 3. Consegna** tramite il vostro dentista, dopo che avrà controllato l'aderenza; in 8 giorni lavorativi, in una custodia individuale con le istruzioni per la manutenzione.

Nome:

Cognome:

Età:

Società:

Tipo di sport:

safetydent forte medium

Colore:

Ecco come dovrà essere il mio paradenti!




Ansicht

Timbro dello studio: Consegna il:

Termine:

mind. 8 giorno lavorativo



perfetto



insufficiente

Colore:

bianco

nero

trasparente

rosso

blu

verde

giallo

rosa

Svizzera

Spagna

Italia

Francia

Germania

Svezia

Brasile

Atlantide

Transsylvania

Zebra

Confetti

Tie-dye

Lava

Military

Rainbow